

EVIDENCE IN DER NEUROLOGIE

2-Kanal EVIDENCE EMG/ENG/EP-SYSTEM

Grundausstattung EVIDENCE 3102evo

EVIDENCE 3102evo

zuverlässig...

kompakt...

schnell...



bedienerfreundlich...

preiswert...

flexibel...



- ✓ 2-Kanal Verstärker
- ✓ Ultramobil bei nur 320 Gramm Gewicht
- ✓ mehrzeiliges Farbdisplay
- ✓ Funktionstasten
- ✓ Joy-Stick


Die ersten wirklich innovativen Systeme, die komplett auf zusätzliche Baugruppen und Netzteile verzichten können.

Durch den Einsatz moderner Mikroelektronik sind alle Stimulatoren, Verstärker und Bedienelemente in einer kleinen Einheit mit einem Gewicht von lediglich 320 gr. zusammengefasst. Schon ein Notebook oder Tablet PC reicht aus, um sofort alle Untersuchungen in erstklassiger Qualität durchführen zu können. Der Anschluss erfolgt lediglich über einen einzigen USB-Stecker.

- ✓ Evidence Eingangsverstärker inkl. komfortablen Bedien-Panel
- ✓ Aufnahme PC oder Notebook
- ✓ Softwarepakete EMG, ENG, EP, Reflexe, etc.
- ✓ AEP Kopfhörer, VEP Stimulator inkl. Monitor
- ✓ Trenntransformator nach IEC60601
- ✓ Betriebssysteme Windows 7/8/10 (32/64 Bit)

Optionen EVIDENCE 3102evo


- ✓ Befund-Software im Netzwerk
- ✓ GDT-Schnittstelle für Datenaustausch mit Praxis-EDV-Systemen
- ✓ HL7-Schnittstelle für Datenaustausch mit Klinik-Informationssystemen



EVIDENCE BEFUNDUNG

als RTF und PDF
mit Textbaustein-Verwaltung

EVIDENCE REFERENZ LANDKARTE VERTRIEB & SERVICE STANDORTE




Evidence Standorte

Vertrieb/Service


Untersuchungsreport

Patient: Test, -
Datum: 20.03.2017


Motorische Neurographie des N. medianus, rechts



Sensible Neurographie des N. medianus, rechts



F-Welle N. medianus, rechts



FÜR FRAGEN STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG.

KONTAKT

Schreiber & Tholen Medizintechnik GmbH
Goetheplatz 2, 21680 Stade

Telefon 04141 794990 - 0
Fax 04141 794990 - 99

E-Mail info@schreiber-tholen.de
Web www.schreiber-tholen.de

INNOVATIVE EEG EMG/EP SYSTEME &
VERLÄSSLICHER SERVICE SEIT 1990



Evidence 3102evo
2-Kanal EMG/EP-System



Evidence EEG23
EMG-System



Evidence 4004evo
4/8-Kanal EMG/ENG/
EP-System



Evidence EEG-29prof.
mit 4-Kanal EMG/EP

SCHREIBER & THOLEN



Medizintechnik
GmbH