

EVIDENCE IN DER NEUROLOGIE

Optional erhältlich:
*Bluetooth Bedienpanel für NLG-
EMG-EP Software*



Evidence EEG29prof EEG + EP

Incl. zusätzlicher Ausstattung für EP:

- ✓ Softwarepaket AEP, VEP
- ✓ AEP Kopfhörer, VEP Stimulator inkl. Monitor
- ✓ EEG-EP-Zubehör Kit

Evidence EEG29prof EEG + EP + NLG/EMG

Incl. zusätzlicher Ausstattung für NLG/EMG:








- ✓ Softwarepakete EMG, ENG, Reflexe, etc.
- ✓ Ergonomischer Schwenkarm
- ✓ EEG-EP-EMG-NLG Zubehör Kit



Evidence EEG29prof EEG

Ausstattung:

- ✓ Umfangreiche Evidence EEG-Softwareausstattung
- ✓ Stativ auf Rollen
- ✓ EEG-Zubehör Kit



Optional erhältlich:

- ✓ Evidence Photostimulator
- ✓ Video-Aufzeichnung MPEG4 bis zu 3 Kameras

EVIDENCE EEG29PROF GRUNDAUSSTATTUNG


Evidence EEG29prof Eingangsverstärker mit folgenden Eigenschaften

- ✓ 21 EEG Kanäle (polygraphiefähig)
- ✓ 4 Breitbandkanäle für die Ableitung von EMG, NLG und EP
- ✓ Eingebaute Stimulatoren für NLG/EP
- ✓ 3 farbiger Elektrodenimpedanztest an der E-Box
- ✓ Direkte Kanäle für EKG und Respiration
- ✓ Aufnahme PC oder Notebook
- ✓ Gerätewagen, wahlweise Stativ auf Rollen oder ergonomischer Schwenkarm
- ✓ Trenntransformator nach IEC60601
- ✓ Betriebssysteme Windows 7/8/10 (32/64 Bit)
- ✓ Evidence Befundung als RTF und PDF mit Textbaustein-Verwaltung

Netzwerkanbindung (optional):

- ✓ Befund-Software im Netzwerk
- ✓ GDT-Schnittstelle für Datenaustausch mit Praxis-EDV-Systemen
- ✓ HL7-Schnittstelle für Datenaustausch mit Klinik-Informations-Systemen

EVIDENCE REFERENZ LANDKARTE VERTRIEB & SERVICE STANDORTE



FÜR FRAGEN STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG.

KONTAKT

Schreiber & Tholen Medizintechnik GmbH
Goetheplatz 2, 21680 Stade

Telefon 04141 794990 - 0
Fax 04141 794990 - 99

E-Mail info@schreiber-tholen.de
Web www.schreiber-tholen.de

INNOVATIVE EEG EMG/EP SYSTEME &
VERLÄSSLICHER SERVICE SEIT 1990



Evidence 3102evo
2-Kanal EMG/EP-System



Evidence EEG23
EMG-System



Evidence 4004evo
4/8-Kanal EMG/ENG/
EP-System



Evidence EEG-29prof.
mit 4-Kanal EMG/EP

SCHREIBER & THOLEN



Medizintechnik
GmbH